


Piste de sprint uni sprint indoor - ligne centrale -

gymna

tufté - 10 x 2 m - vert + blanc

Art: 581125



Informations sur le produit

UNI SPRINT – Kunstgras Sprinttrack met Belijning voor Kracht, Snelheid en Revalidatie

De **UNI SPRINT sprinttrack** is de professionele sprinttrack voor kinesitherapiepraktijken en oefenruimtes. Dankzij de slijtvaste kunstgrasstructuur en duidelijke machinaal geweven belijning is deze track ideaal voor meetbare training en revalidatie. Denk aan loopanalyses, sled training, explosiviteitsoefeningen of functionele krachttraining.

Verkrijgbaar in **klassiek groen of strak zwart**, met telkens een **witte middenlijn**. De UNI SPRINT is onderhoudsvriendelijk, duurzaam en ontworpen voor intensief gebruik in een indoor omgeving.

Waarom kiezen kinesitherapeuten voor de UNI SPRINT?

- Zeer slijtvast – Bestand tegen intensieve trainingssessies, elke dag opnieuw
- Heldere belijning – Geweven in het kunstgras, dus geen vervaging of loslatende markeringen
- Comfortabele grip – Ideale vezelhoogte en structuur voor zowel loopsessies als sled work
- Hygiënisch & onderhoudsvrij – Geen drainagegaten, dus makkelijk schoon te houden
- Milieuvriendelijk – 100% lood- en cadmiumvrij
- Veilig binnengebruik – Hoge UV-stabiliteit voor langdurige kwaliteit, zelfs in lichte ruimtes

Beschikbare afmetingen (Breedte 2 meter):

- Lengte: 10 m, 15 m, 20 m, 30 m

Technische specificaties:

- Totale hoogte: ± 15 mm
- Poolhoogte: ± 13 mm
- Totaal gewicht: ± 2.310 g/m²
- Backing: Polypropyleen + latex (zonder drainagegaten)
- UV-stabiliteit: Alleen voor binnengebruik
- Steekdichtheid: ± 58.800 /m²
- Kleurmogelijkheden:
- Mosgroen met witte belijning
- Zwart met witte belijning
- Garantie: 1 jaar
- Materiaal vezels: 100% polyethyleen
- Productiemethode: Tufted

Toepassingen:

- Sprintfunctie en looptraining
- Power sled training
- Kracht- en stabiliteitsoefeningen
- Revalidatie en functionele training