

# Thermomètre frontal - infrarouge - Yuwell

Art: 9210747 | Marque: YUWELL

**gymna**

87,02 € ~~124,15€~~

Prix unitaire TVA incl.



## Informations sur le produit

**Thermomètre FRONTAL infrarouge** de haute qualité pour mesurer la température corporelle **rapidement, précisément et sans contact**. En périodes d'épidémies et de pandémie, idéal pour vérifier la température des visiteurs, des patients, des élèves, des bébés, des bambins, ...

- **Vitesse de mesure en temps réel : 1 sec.**
- **Accurabilité : 0,1 °C.**

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- Distance frontale : jusqu'à 5 cm.
- Mesure en appuyant sur un seul bouton.
- Mesure de la température à l'aide d'une double sonde, et de ce fait très précise.
- Plage de mesure : 32-43 .
- Vibration ou bip lorsque la mesure est effectuée (le bip peut être activé ou désactivé).
- À une température **supérieure à 37,6 °C, le fond de l'écran devient orange.**
- Se tient bien en main.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Affichage haute définition avec rétro-éclairage, les résultats des mesures sont clairs en un coup d'œil.
- Marque Yuwell.
- Batteries : 2 x 1,5V AAA (non comprises).

- Dimensions : 149 x 38 x 42 mm.
- Poids : environ 68 g (sans les piles).

Certification : IS013485 /CE /CFDA.