

# Thera-Band flexbar - léger - jaune

Art: 576470 | Marque: THERA-BAND

**gymna**

18,20 €

Prix unitaire TVA incl.



## Informations sur le produit

La **Thera-Band Flexbar** est un entraîneur de résistance flexible et durable, avec une surface striée pour une meilleure adhérence pendant l'utilisation. C'est un outil idéal pour la rééducation des membres supérieurs : ces barres flexibles de différentes couleurs peuvent être utilisées pour renforcer les mains, les poignets, les avant-bras et les épaules, ainsi que pour l'entraînement de la stabilité.

## Spécifications

La résistance est exprimée en kg et correspond à la force nécessaire pour plier la barre en forme de U:

- Jaune : 2,5 kg - léger
- Rouge : 4,5 kg - moyenne

- Vert : 7 kg - forte
- Bleu : 11 kg - très fort

Diamètre : augmente avec la résistance

Longueur : 30 cm

Contient du latex de caoutchouc naturel