# Peha-soft gant nitrile M - fino (150 st)

Art: 9601120 | Marque: HARTMANN





## Informations sur le produit

Pehasoft nitrile fino : gant médical à usage unique **très solide pour tous les domaines où il y risque de contamination**.

### MATÉRIEL

- Caoutchouc de nitrile souple, bleu, non stérile.
- Sans latex ni poudre, idéal pour la peau hypersensible.
- Faciles à enfiler grâce au traitement de la face interne au chlore.

## PROPRIÉTÉS SPÉCIFIQUES

- Très élastique et très solide, résistant aux déchirures.
- Bout des doigts texturés pour une prise optimale, haute sensibilité tactile.
- Excellente forme anatomique, ambidextres gauche/droite.

#### **APPLICATIONS ET INDICATIONS**

- **Usage unique** dans tous les domaines où il y a risque de contamination.
- Pour des personnes hypersensibles à la poudre de gant ou allergiques aux protéines de latex (allergie de Type I).
- Convient à une utilisation en laboratoire et à la manipulation de produits chimiques ou de désinfectants.
- Contact avec les aliments autorisé.

#### **EMBALLAGE**

- Disponible en différentes tailles.
- 1 paquet de 150 pièces.

#### **CERTIFICAT**

• Dispositif médical conformément à EN 455.

• Équipement de protection individuelle selon EN 374, cat. III.