


Medinorm LVS 600 ml + tube en Y + drain PUR - 110 ***gymna*** cm - CH 10 (25 pcs)

Art: 5044523 | Marque: **MEDINORM**



Informations sur le produit

Le système de drainage à faible dépression (LVS) est un système de drainage postopératoire à faible dépression conçu pour drainer et recueillir le liquide de la plaie à un taux d'aspiration constant. Le LVS est spécifiquement utilisé dans les environnements chirurgicaux où une aspiration plus faible est recommandée.

Tuyeau-Y (110 cm) + drain en polyuréthane (PUR) inclusifs.

- Prêt à l'emploi
- La quantité exacte de pression négative est contrôlée et faible.
- La stérilité est garantie
- Pré-évacuation
- Système fermé
- Facile à utiliser