

## médicales - 5 l

Art: 9103666 | Marque: [DESCOCEPT](#)



### Informations sur le produit

Descosept Spezial est une solution **non alcoolique** prête à l'emploi pour la désinfection rapide des surfaces médicales de petite et moyenne taille à proximité de ton patient.

- CONVIENT POUR DÉSINFECTER LES COUSSINS DE TOUTES LES TABLES GYMNA ET TABLES D'EXAMEN BARTHELS.
- Également pour les claviers, les terminaux de paiement, les poignées, les portes, les verres acryliques (plexi)....
- Efficacité complète et rapide

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- Pour la désinfection des surfaces médicales, du matériel médical (non invasif) et du verre acrylique
- **Spectre de fonctionnement virucide limité, INactivation fiable des virus corona/SARS-CoV-2**
- Idéal pour une décontamination de routine sûre - ne contient ni alcool, ni aldéhydes, ni phénols, ni parfums
- Très bonne compatibilité avec les matériaux, **extrêmement adapté aux surfaces sensibles à l'alcool**
- Pas de traces ni de rayures, ne laisse aucun résidu
- Utilisation : vaporiser sur la surface, frotter avec un chiffon en microfibre\* et laisser sécher.
- 100 g de liquide contiennent 0,5 g de chlorure d'alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium, 0,25 g de chlorure de didécyldiméthylammonium
- Bouteille de 5 l.