

Toorx Professional Hip thrust

gymna

Art: 581414 | Marque: **TOORX**



Informations sur le produit

Le **Toorx Professional Hip thrust** est un appareil de musculation pour l'entraînement des muscles des fesses, des cuisses et des mollets. Grâce à son design et à sa facilité d'utilisation, cet appareil est parfait pour être utilisé dans un cabinet de menton ou dans un cadre de rééducation. Les principaux muscles sollicités sont les mm. glutei, mm. ischio-jambiers., mm. tibialis, mm. triceps surae.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- **transmission de la force sur plusieurs poulies - le système de traction à double enroulement** - garantit une résistance douce et régulière sur toute la trajectoire du mouvement
- **options de réglage:** grand et petit bras de levier à 5 niveaux, rouleau pour les cuisses - 2 positions.
- **construction robuste:** cadre en tubes d'acier ovales (50 x 100 mm) et ronds (60 mm), d'une épaisseur de 3 mm.
- **double revêtement en poudre** résistant aux rayures.
- **pile de poids** : poids en acier de 100 kg avec sélecteur de goupille et cage de protection, par 5 kg.
- **système de poulies:** transmission par câbles en acier tressé de 5 mm d'épaisseur, très solide et durable, capacité de charge maximale jusqu'à 1500 kg.
- **rembourrage confortable:** coussins à haute densité avec un revêtement en PU.
- **normes de sécurité:** conforme à la norme EN20957-1/ EN957-2 classe S.

Montage : niveau 1

Spécifications

- Dimensions (L x L x H) : 72 x 160 x 162 cm
- Poids : 258,5 kg
- Poids max. de l'utilisateur : 120 kg
- Empilement de poids : 100 kg, poids de départ 5 kg, par 5 kg