

Thera-Trainer Balo 536

gymna

Art: 561315 | Marque: THERATRAINER



Informations sur le produit

[Demandez votre démo gratuite ici !](#)

Le Balance-trainer super de THERA-Trainer est un appareil unique qui combine la fonction de table de verticalisation et d'entraîneur d'équilibre en un seul appareil. Le modèle Balo 536 offre la possibilité d'exercer l'équilibre et de renforcer la stabilité au niveau des hanches et du haut du corps, de réduire le tonus musculaire et d'améliorer la circulation sanguine et la respiration. QUELQUES INDICATIONS

- paraplégie, tétraplégie.
- sclérose en plaques (SEP) ,
- Parkinson.
- AVC.
- gériatrie, etc.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- table en bois avec insert rembourré pour le corps.
- les rails, à gauche et à droite, sont réglables en hauteur.
- repose-genoux :
 - soutien/fixation sûrs des genoux.
 - 3 rembourrages par genou.
 - réglable en hauteur, en profondeur et en largeur.
 - amovible pour les exercices fonctionnels (par ex. fentes).
- soutien des hanches :
 - soutien/fixation sûrs du bassin.
 - 4 rembourrages.
 - réglable en hauteur, en profondeur et en largeur.
- les jambes et les hanches sont maintenues en position de manière sûre et confortable, tandis que le haut du corps reste libre de mouvement.

- cale-pieds avec fixations (réglable et/ou amovible).
- hauteur : réglable 95 - 125 cm.
- taille du patient : 140 - 200 cm.
- poids maximum du patient : 140 kg.
- 4 roues, avec frein, pour déplacer aisément l'appareil.

Le Balance-trainer Balo 356 peut être complété à l'aide de divers accessoires disponibles en option pour adapter l'appareil aux besoins individuels des utilisateurs. Le système de levage électrique (art. 503.181) ou le support du torse (art. 503.150) par exemple, ou le logiciel Balance offrant notamment divers exercices de thérapie et des possibilités de biofeedback. Nos spécialistes se feront un plaisir de vous renseigner amplement au sujet de cet appareil unique.