

# Thera-Trainer Mobi 2,7", membres inf/sup, portable ***gymna***

Art: 561110 | Marque: THERATRAINER



## Informations sur le produit

Le THERA Trainer de la série Mobi, modèle 540, est un **appareil de base portable motorisé pour l'entraînement actif/passif des membres inférieurs et supérieurs**. Ce petit appareil convient à une utilisation en institution et à domicile. Il ne convient pas aux personnes souffrant de graves handicaps physiques ou mentaux.

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- **très stable** sur le sol (membres inférieurs) ou sur une table (membres supérieurs).
- grands **repose-pieds moulés avec sangles de fixation**.
- **poignées thérapeutiques ergonomiques** pour l'entraînement du haut du corps.
- **système simple de "clic"** pour fixer (changer) les repose-pieds ou les poignées.
- **écran couleur de 2,7"** avec indication de la vitesse, de la charge, de la distance, des calories, du temps, etc.
- évaluation des résultats de l'entraînement : distance et calories.
- télécommande (avec écran) et système de fixation.
- fonctionnement simple, logique et explicite.

### DONNÉES TECHNIQUES

- interrupteur marche/arrêt.
- interrupteur de sécurité en cas de surcharge.
- moteur de 100 W, tourne en avant et en arrière.
- vitesse : 0 - 60 rpm.
- résistance : 0 - 15 W.
- minuterie : 1 - 180 min.
- équipé de pieds antidérapants réglables.

- dimensions long x larg x h : 50 x 46/56 x 43 cm - la largeur varie au niveau des repose-pieds/poignées.
- poids : environ 13,2 kg.

#### **ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES EN OPTION**

- divers supports pratiques à monter sur les poignées thérapeutiques (membres supérieurs), afin de les adapter aux besoins spécifiques des patients/résidents.