

Electrode adhésive standard - Qines - diam. 3 cm (4 **gymna** pcs)

Art: 577050 | Marque: **QINES**

6,26 € ~~6,95 €~~

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Les ELECTRODES QINES sont des électrodes réutilisables et autocollants pour la transmission des courants médicaux.

- Peut être appliqué directement sur la peau.
- Sans latex
- Compatibles avec des câbles ayant des sorties de 2 mm.
- Par 4 pièces.
- Disponible en 4 dimensions.