

Lactate Plus - kit professionel 1

gymna

Art: 576182



Informations sur le produit

Professional Set I & II – complete oplossingen voor snelle en betrouwbare lactaatmetingen

De Professional Sets zijn ontworpen voor sportprofessionals, trainers en coaches die efficiëntie, overzicht en precisie waarderen. Beide kits bieden alles wat je nodig hebt voor lactaatmetingen, overzichtelijk en veilig opgeborgen in de Pro Case.

Professional Set I

- 1x LACTATE PLUS lactaatmeter
- 2x doosjes teststrips (50 strips per doos)
- 1x doos met 100 eenmalige safety lancetten
- 1x controlevloeistof Level 1
- 1x controlevloeistof Level 2
- 2x AAA-batterijen
- Alcoholpads, swabs en pleisters

Professional Set II

- 2x LACTATE PLUS lactaatmeters
- 4x doosjes teststrips (100 strips per doos)
- 1x doos met 100 eenmalige safety lancetten

- 1x controlevloeistof Level 1
- 1x controlevloeistof Level 2
- 4x AAA-batterijen
- Alcoholpads, swabs en pleisters

Kenmerken van de Pro Case:

- Compact en overzichtelijk: ruimte voor apparaten, controlevloeistoffen en teststrips
- Perfect georganiseerd: op maat gemaakt insert voor 12 lancetten, altijd binnen handbereik
- Duurzaam en beschermend: stevige hardshell case met schokabsorberend schuim in het kenmerkende LACTATE PLUS design
- Praktisch: de case blijft open staan voor stressvrije testprocedures
- Slim interieur: elk onderdeel heeft een vaste plek voor snelle workflows en veilig opbergen