

Umonium 38 air control Matic - distributeur 250 ml ***gymna***

Art: 9008785 | Marque: [UMONIUM](#)



Informations sur le produit

UMONIUM38 AIR CONTROL MATIC is een elektronisch geurbestrijdende verstuiver die kan worden geprogrammeerd volgens de gebruikseisen. Het is geschikt voor alle soorten ruimtes: ruime kamers, zalen, gangen, conferentiezalen, kantoren, kamers, toiletten, kasten, kleedkamers, ...

Dankzij zijn timer, start het apparaat op gegeven tijdsinterval een luchtsanerende verstuiving op die speciaal voor die dispenser uitgewerkt is. De dispenser is ontworpen om aan de muur te worden geschroefd of gelijmd, zodat het hoofd van de spray boven ligt.

enkel te gebruiken met [Umonium 38 air control Matic - luchtverfrisser - spuitbus - 250 ml | 250 ml | 9044785](#)