

# Tonkey HeavyBall - balle de rembourrage avec poignée - bleu - 2 pièces

***gymna***

Art: 585760 | Marque: [TONKEY](#)



## Informations sur le produit

Le **Tonkey Heavyball** est une balle préformée avec des poignées solides que vous pouvez remplir d'eau ou de sable, ce qui vous permet de varier le poids de 0,9 à 3 kg.

Grâce à l'eau ou au sable, chaque répétition est unique. Elle stimule non seulement les grands groupes musculaires, mais aussi les plus petits, ce qui donne à chaque séance d'exercice avec la Heavyball une dimension supplémentaire et en fait une expérience stimulante.

## Spécifications

- Les poignées sont également conçues pour l'insertion des pieds
- Matériau : plastique souple
- Contenu de la boîte : 2 balles lourdes, 2 fiches et un manuel d'exercices
- Couleur : bleu foncé