

Coussin facial désinfectable - Soft Touch

gymna

HygienePRO - gris foncé/charcoal

Art: 576787 | Marque: [HYGIENPRO](#)



Informations sur le produit

Un coussin fascial en tissu facilement **désinfectable** avec **un grand confort de couchage** ? C'est possible grâce à la couche résistante à l'humidité à l'intérieur et au tissu très doux à l'extérieur.

Tous les liquides et toutes les saletés sont retenus. De cette manière, le coussin fascial peut être désinfecté sans problème à l'aide d'un spray à l'alcool. Sueur, crème de massage, sang, humidité, ... il suffit de les essuyer avec un papier ou une serviette. Le coussin fascial est **résistant aux taches** !

Spécifications

- Dimensions : 30 x 27 x 4,5 cm
- Lavable et désinfectable.
- Lavable en machine à 30°C.
- La housse est terminée par une fermeture éclair.
- Coussin + housse inclus.