

uuu! Vinno E35 échographie unité de cabinet - incl. ***gymna***

WiFi

Art: 568210.N | Marque: [VINNO](#)



Informations sur le produit

L'échographe **Vinno E35** est conçu pour les professionnels médicaux qui recherchent un **appareil de cabinet** aux **performances puissantes**, une excellente qualité d'image, une grande facilité d'utilisation, bref, une solution fiable à un prix abordable.

Le Vinno E35 n'est pas seulement idéal pour **l'échographie musculo-squelettique (MSK)** mais aussi pour **diverses autres applications d'échographie médicale** telles que l'échographie abdominale, obstétrique, gynécologique, cardiologique, urologique, vasculaire, TCD, pédiatrique, per-opératoire, ..

Technologie avancée de traitement de l'image

- **La plateforme RF** unique permet d'obtenir une qualité d'image élevée
 - grâce à un **traitement avancé du signal**, l'appareil fournit des images d'une clarté et d'une précision exceptionnelles.
 - cela ne permet pas seulement d'obtenir des **images plus nettes**; la haute résolution permet **d'identifier les détails fins**, ce qui est crucial pour l'évaluation des différents tissus et organes.

Pure Probe Technology

- Offre une excellente pénétration et une **plus grande sensibilité Doppler**.
- Idéale pour les structures profondes.
- Améliore également la qualité de l'image dans des conditions difficiles, comme chez les patients obèses.

Large gamme de transducteurs

- Compatible avec **différents transducteurs**, qui peuvent être facilement interchangeés en fonction de l'application.
- Cela permet d'adapter le Vinno E35 à une **variété d'examens**, des applications musculo-squelettiques applications abdominales, à la cardiologie, en passant par l'obstétrique-gynécologie et les examens vasculaires.

Flexibilité et convivialité

- La combinaison d'un **écran tactile de 10"** et de boutons physiques permet une utilisation efficace et rapide.
- Une **interface logique** rend le système facile à utiliser, même pour les débutants.
- Le fonctionnement intuitif et la **possibilité de personnaliser les préréglages** facilitent l'utilisation du Vinno E35, même pour les examens complexes.
- Les paramètres préconfigurés peuvent être adaptés à des disciplines médicales spécifiques.

Elastographie

- Mesure la rigidité des tissus - une fonction de plus en plus utilisée en oncologie ou en hépatologie, par exemple.

Ergonomie

- Bras de moniteur mobile - moniteur 21".
- Console de commande réglable en hauteur.
- Dimensions : (larg x prof x h) 60,5 x 87,5 x 126 cm - poids : 60 kg.

Tutoriels Vinno intégrés

- Le système comprend des tutoriels utiles qui vous **guident les pas à pas dans les procédures**.
- Ces conseils - appuyés par des **vidéos et des exemples anatomiques** - sont idéaux pour les débutants comme pour les professionnels expérimentés qui souhaitent rafraîchir leurs connaissances.

L'application FlyInsono

- L'appli FlyInsono rend le travail avec le Vinno E35 encore plus efficace (à télécharger sur votre smartphone, tablette ou PC).
- Cette appli vous permet de **télécharger des images d'échographie directement sur le cloud**, où elles sont accessibles à tout moment et en tout lieu .
- **Le partage d'images en temps réel** avec des collègues est également possible, ce qui facilite la collaboration à distance.