

Lactate Plus - câble de connexion

gymna

Art: 576186



Informations sur le produit

USB-aansluitkabel voor Lactate Plus lactaatmeter

Deze USB-aansluitkabel maakt het eenvoudig om meetgegevens van de Lactate Plus lactaatmeter over te zetten naar een computer. De data kan worden geëxporteerd als een Excel-bestand, inclusief datum- en tijdsaanduiding per meting binnen het bijhorende gebruikersprofiel. Zo worden resultaten overzichtelijk opgeslagen en is een vlotte analyse en opvolging mogelijk.