

## Watergrinder (10 pc)

Art: 566128 | Marque: [WATERROWER](#)



### Informations sur le produit

Les comprimés de chlore permettent de garder l'eau du réservoir propre. Les "Puritabs" spécialement conçus pour WaterRower se dissolvent lentement dans l'eau et n'affectent pas les matériaux du réservoir. Nous recommandons d'ajouter une tablette à l'eau environ tous les 3 mois.

La dureté de l'eau, la température ambiante et la quantité de lumière UV peuvent déterminer la fréquence d'ajout d'une tablette.

L'eau du robinet ordinaire est idéale pour remplir le réservoir car elle contient déjà une petite quantité de chlore. Les éventuelles particules de calcaire visibles ne sont techniquement pas un problème et n'affectent pas le fonctionnement du réservoir. L'utilisation d'eau distillée est fortement déconseillée car le manque de chlore entraînera très rapidement une croissance bactérienne (c'est-à-dire des algues).