

gymna.GO - Bobath 2, voetschakelaar, wiel, gezichtsopening, 100cm - Apricot

Art: 168820APS | Merk: GYMNA

gymna

€ 6.195,44

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

Een goede Bobath tafel is een belangrijk instrument voor de Bobath-therapeut. Vooral in het begin van de revalidatie is een **groot en stabiel werkoppervlak** essentieel. Vaak neemt de therapeut zelf plaats op de tafel om de patiënt nog beter te ondersteunen. De tafel moet ook in hoogte verstelbaar zijn zodat patiënten ze kunnen gebruiken om op te steunen tijdens hun eerste stappen. Daarbij wordt er flink wat druk uitgeoefend op 1 zijde van de tafel. Dankzij de **extra verstevigingen** in het onderstel worden deze torsiekrachten beter opgevangen en is dit veruit de stabielste Bobath behandeltafel die Gymna ooit gemaakt heeft.

Veiligheid staat centraal: afgeronde vormen, een veiligheidsschakelaar, anti-slipdoppen – waardoor zowel therapeut als patiënt in een absoluut veilige setting kunnen werken.

U KIEST DE OPTIES EN DE KLEUR - configureer uw eigen tafel (hiernaast).

- met of zonder standaard peervormige gezichtsopening.
- met of zonder het hygiënische ERGOMAX gezichtskussen.
- 100 of 120 cm breed.
- keuze uit 15 kleuren.

- onderstel met of zonder wielen.

GYMNA.GO KUSSENS – soepel en comfortabel

- de relatief zachte polstering van de 'lineaire' kussens zorgt voor een aangenaam lig- en zitgevoel bij uw patiënt.
- uw patiënt voelt zich veilig, ligt comfortabel en kan zich optimaal ontspannen.
- de polstering – speciaal voor intensief gebruik – is 40 mm dik, de densiteit is 40 kg/m³
- gepolsterde randen voorkomen pijnlijke drukplekken op de ledematen.
- standaard afmetingen 120 x 205 cm, optie: 100 x 205 cm.

TYPE 'CLASSIQUE' BEKLEDING KUSSENS - kunstleder van hoge kwaliteit.

- het PVC kunstleder van het type 'classique' is ftalaatvrij, slijtvast, biocompatibel en brandvertragend.
- reiniging en desinfectie is mogelijk met door Gymna geadviseerde producten.
- keuze uit maar liefst 15 kleuren, van klassiek en tijdloos tot levendig en vrolijk.

OPTIE STANDAARD PEERVORMIGE GEZICHTSOPENING

- uitstekende ontspanning van uw patiënt bij buikligging.
- gelijkmatige verdeling van de druk op het gezicht.
- ogen en mond van uw patiënt blijven vrij.
- met afdekkussentje.

OPTIE GEZICHTSOPENING MET ERGOMAX - patiënten-comfort en hygiëne gaan hand in hand.

- hartvormige gezichtsopening met Ergomax kussen, veel ruimte voor ogen en mond van uw patiënt.
- het Ergomax gezichtskussen is zacht, naadloos, waterbestendig, wasbaar en desinfecteerbaar met courante desinfecteermiddelen, ook alcohol.
- Ergomax is verwijderbaar en langs 2 kanten te gebruiken, in functie van de gelaatsvorm van uw patiënt.
- met afdekkussentje.

AANTAL LIGVLAKKEN: 2

- Lang rugdeel en vast beendeel. Het lange rugdeel is d.m.v. 2 gasveren verstelbaar van 0 tot 80°.
- Extra veilig: de gasveer blokkeert bij ongewenste of toevallige bediening van de hendel.

GYMNA.GO ONDERSTEL

- solide, robuust en zeer betrouwbaar stalen frame met afgeronde vormen.
- robotgelast en afgewerkt met een half matte witte poedercoating, sterk en duurzaam.
- onderkant poten voorzien van antislipdoppen, geen ongewenst verschuiven van uw tafel.
- afstand vloer / onderstel: ca. 15 cm, voldoende ruimte dus om probleemloos te werken met een patiëntenlift

ELEKTRISCHE HOOG/LAAG BEDIENING

- standaard met een elektrische voetschakelaar.
- optioneel te voorzien van een elektrische handschakelaar (art.168168)
- hoogteverstelling: ca. 49 – 99 cm.

OPTIE WIELEN

- 4 zwenkwieken voor het makkelijk verplaatsen van uw tafel, bv. bij het schoonmaken.

- 2 aparte wielhefsystemen, 1 aan het hoofdeinde en 1 aan het voeteneinde van het onderstel.