

Mechanoportiek - 79 x 80 cm

gymna

Art: 100178



Productinformatie

Het mechanoportiek is een klein suspensieframe dat bevestigd wordt aan een sportraam. Het is a.h.w. een klein stukje 'kooi van Rocher' met veel bevestigingspunten voor hulpmiddelen bij mecanotherapie.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- 1 paneel vervaardigd uit solide vierkante buizen.
- de vierkante mazen - elk 5 x 5 cm - bestaan uit ijzervlechtwerk.
- afmetingen (d x b x h): 80 x 79 x 85 cm.
- gewicht: 9 kg.
- kan zonder schroeven of klemmen in enkele seconden op elk sportraam geplaatst worden.
- laat samen met een sportraam alle mogelijke combinaties van katroltherapie toe.