



## Productinformatie

Een goede Bobath tafel is een belangrijk instrument voor de Bobath-therapeut. Vooral in het begin van de revalidatie is een **groot en stabiel werkoppervlak** essentieel.

Vaak neemt de therapeut zelf plaats op de tafel om de patiënt nog beter te kunnen ondersteunen of gebruikt de patiënt zelf de tafel als steun tijdens zijn eerste stappen. Daarbij wordt er flink wat druk uitgeoefend op 1 zijde van de tafel.

Dankzij de **extra verstevigingen in het onderstel** worden deze torsiekrachten beter opgevangen en is dit veruit de stabielste Bobath behandeltafel die Gymna ooit gemaakt heeft.

**Veiligheid staat centraal:** afgeronde vormen, een veiligheidsschakelaar, anti-slipdoppen – waardoor zowel therapeut als patiënt in een absoluut veilige setting kunnen werken.

### GYMNA.GO KUSSENS – soepel en comfortabel

- de relatief zachte polstering van de 'lineaire' kussens zorgt voor een aangenaam lig- en zitgevoel bij uw patiënt.
- uw patiënt voelt zich veilig, ligt comfortabel en kan zich optimaal ontspannen.
- de polstering - speciaal voor intensief gebruik - is 40 mm dik, de densiteit is 40 kg/m<sup>3</sup>
- gepolsterde randen voorkomen pijnlijke drukplekken op de ledematen.
- standaard afmetingen 120 x 205 cm, optie: 100 x 205 cm.

### TYPE 'CLASSIQUE' BEKLEDING KUSSENS - kunstleder van hoge kwaliteit.

- het PVC kunstleder van het type 'classique' is ftalaatvrij, slijtvast, biocompatibel en brandvertragend.
- reiniging en desinfectie is mogelijk met door Gymna geadviseerde producten.

- keuze uit maar liefst 12 kleuren, van klassiek en tijdloos tot levendig en vrolijk.

### **AANTAL LIGVLAKKEN**

1 Extra breed ligvlak voor Bobath behandeling van patiënten met bewegingsachterstand of stoornissen t.g.v. cerebrale parese en hemiparese.

### **GYMNA.GO ONDERSTEL**

- solide, robuust en zeer betrouwbaar stalen frame met afgeronde vormen.
- robotgelast en afgewerkt met een half matte witte poedercoating, sterk en duurzaam.
- onderkant poten voorzien van antislipdoppen, geen ongewenst verschuiven van uw tafel.
- afstand vloer / onderstel: ca. 15 cm, voldoende ruimte dus om probleemloos te werken met een patiëntenlift

### **ELEKTRISCHE HOOG/LAAG BEDIENING**

- standaard met een elektrische voetschakelaar.
- optioneel te voorzien van een elektrische handschakelaar (art.168168)
- hoogteverstelling: ca. 49 – 99 cm.

### **OPTIE WIELEN**

- 4 zwenkwieken voor het makkelijk verplaatsen van uw tafel, bv. bij het schoonmaken.
- 2 aparte wielhefsystemen, 1 aan het hoofdeinde en 1 aan het voeteneinde van het onderstel.

## **Specificaties**

- Afmetingen (L x B): 205 x 120 cm
- Gewicht: 104 kg
- Hoogteverstelling: 49 - 99 cm, elektrisch
- Hefvermogen: max. 200 kg