

Elexeo ET module



Art: 375120 | Merk: GYMNA



Productinformatie

De **Elexeo ET module** is een **elektrotherapie toestel voor neuromodulatie en neurostimulatie** met TENS, NMES en microstromen. Deze **2-kanaals elektrotherapie** module biedt alle gangbare stroomvormen en programma's voor spier- en zenuwstimulatie.

De **ET module werkt niet zonder Elexeo controle unit:**

- gekoppeld aan de **ET controle unit**: zo vormt u een **4-kanaals elektrotherapie** toestel
- gekoppeld aan de **US controle unit**: zo wordt uw toestel een '**Elexeo combi**', waarmee u zowel elektrotherapie als ultrageluidtherapie kunt toepassen, apart of gecombineerd.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- **32 geïntegreerde stroomvormen** voor verschillende toepassingen:
 - Pijndemping - modulatie van neurale activiteit (TENS)
 - Functionele spierstimulatie (NMES)
 - Evaluatie spier- en zenuwconditie
 - Weefselherstel (microcurrent)
- **Capacitief kleurentouchscreen**
 - Geen 'fysieke' draaiknoppen voor de bediening van het toestel
 - Inclineerbaar en zichtbaar vanuit elke hoek, zelfs met sterke lichtinval
 - Intuïtieve, grafische userinterface die zich aanpast in functie van de gekoppelde modules
 - Pre-programmatie mogelijk: tot 3 kanalen
 - Anatomische bibliotheek en instructievideo's

Specificaties

- afmetingen (b x d x h): 27 x 19,5 x 5 cm
- gewicht: 1,1 kg
- voldoet aan de Europese medische richtlijn: MDR 2017/45, klasse IIa