

Leukotape K - kinesiotape - 7,5 cm x 5 m - beige

gymna

Art: 505610 | Merk: [BSN](#)



Productinformatie

Elastische, kinesiologische tape, met een **rek van 130-140%** die overeenkomt met de natuurlijke elasticiteit van de menselijke huid.

! Uiterst geschikt voor lymfetaping !

- Zeer patiëntvriendelijk: latexvrij en ventilerend = optimaal en **langdurend draagcomfort**.
- Uitstekende hechtkracht van het gegolfde acrylaat waardoor deze zich onderscheidt van andere gelijksoortige tapes.
- Een blijvende retentiekraft die essentieel is voor tapeprestaties.
- Mogelijke toepassingen: pijnreductie, ondersteuning van de lymfedrainage, verbetering actieve range of motion, functionele ondersteuning bij spierletsels, verbetering van de proprioceptie, ...
- Gemaakt van 100% katoen.
- Gemakkelijk te verwijderen zonder dat er lijmresten achterblijven.
- Waterbestendig.
- Lengte: 5 m.
- 4 kleuren.
- Kleur beige is verkrijgbaar in 2 breedtes: 5 cm en 7,5 cm.
- Individueel verpakt.