

gymna.ONE - T7, progres prem, heat, wiel, ergomax - Ash Black

Art: 160374AB | Merk: GYMNA

gymna

€ 9.400,03

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

ONDERSTEL: type gymna.One GSP Het unieke gymna.ONE onderstel onderscheidt zich door zijn puur en innovatief design, en het gebruik van van **duurzame en natuurlijke materialen zoals gegoten aluminium en hout**.

- voldoet aan de GSP norm - GSP staat voor Gymna StabiliteitsProfiel:
 - unieke, uitgebalanceerde constructie die ervoor zorgt dat uw tafel **in alle omstandigheden een optimale stabiliteit** en therapie garandeert.
 - de bewegingsuitslag is absoluut minimaal, zelfs bij stevige manipulaties.
- wielmechanisme: met één beweging van de voet staat uw tafel op de 4 zwenkwielen.
- onderkant poten voorzien van antislipdoppen, zodat uw tafel niet schuift bij manipulaties.
- maximaal hefvermogen: 200 kg.
- hoogteverstelling: ca. 52 - 102 cm.

TYPE KUSSENS: hoge densiteit gymna.ONE De hoge densiteit van deze Luxe kussens is het resultaat van een **speciale duo-polstering**, zijnde een harde kern van 4 cm, met daarover een zachte toplaag.

- het totale ligvlak **volgt de lichaamsvorm**: smal boven- en onderaan, breed in het midden.
- de hogere weerstand maakt de kussens minder zacht, hetgeen resulteert in **weinig tot geen energieverlies**

bij krachtige manipulaties.

- kussenverwarming: **3 temperatuurstanden** (ca. 34, 36, 38 °C) te activeren via een draadloze afstandsbediening met tijdschakelaar 30 min. en magneetbevestiging

• de kussens zijn overtrokken met een hoogwaardige PVC vinyl 'soft touch':

- **voelt prettig aan en plakt niet.**
- vlamvertragend, bloed- en urinebestendig, eenvoudig te reinigen en desinfecteerbaar

• **luxe afwerking met een solide zadelsteek.**

Unieke, extra grote gezichtsopening met **Ergomax 2** gezichtststeun voor extra ontspanning in buiklig. Het Ergomax kussen is wasbaar en waterproof. **AANTAL LIGVLAKKEN: 3** - kort hoofddeel, middendeel en lang rug-beendeel, alle 3 verstelbaar. U kiest voor een 3-delige behandeltafel wanneer u zowel behandelingen in zit als in lig uitvoert. **KORT HOOFDDEEL:** positief en negatief verstelbaar d.m.v. 1 gasveer.

- uw patiënt ligt ontspannen dankzij de inclinatie.
- vooral aangewezen bij massages, relaxaties, behandelingen en/of manipulaties in lig.
- gasveer:
 - geruisloos, betrouwbaar en afgeremd, dus nooit plotse onaangename verstellingen.
 - **duwt het kussen actief naar boven** en verlicht daardoor uw werk.
 - intuïtief geplaatste hendels met zachte handgrepen, altijd binnen handbereik en daar waar u ze ook verwacht.

MIDDENDEEL: verstelbaar d.m.v. 2 gasveren.

- maakt uw tafel ook geschikt voor bvb. lumbale flexie, Trendelenburg, manuele tractie, ...

LANG RUG-/BEENDEEL: verstelbaar tot bijna verticaal d.m.v. 2 gasveren.

- efficiënte ondersteuning van hoofd en schouders van uw patiënt bij behandelingen in zit.