

# BH roeier - Kingston

**gymna**

Art: 564355 | Merk: BH



## Productinformatie

De BH Roeier Kingston is ontworpen voor **semiprofessioneel gebruik** en daardoor **uiterst geschikt voor gebruik in de kinesitherapie-praktijk**.

### ROBUUST EN ERGONOMISCH

- het frame is versterkt en zorgt voor duurzaamheid en stabiliteit.
- het design is **ergonomisch**, intensieve trainingssessies vormen geen probleem.
- hoge zitting, **makkelijk op- en afstappen** voor uw patiënten.
- verstelbare antislip pedalen.

### DYNAMISCHE WEERSTAND

- weerstandssysteem met **dynamische luchtweerstand**: hoe sneller uw patiënt roeit, hoe meer weerstand hij ervaart.
  - ideaal om de intensiteit aan te passen aan het niveau van de gebruiker.
- een hoogkwalitatief kettingmechanisme zorgt voor een soepele en authentieke roeiweerstand bij elke slag.

### LCD MONITOR

- intuïtieve en functionele monitor.
- toont afgelegde afstand, tijd, snelheid, hartslag verbrande calorieën, RPM, Wattage.
- hartslagmeting mogelijk met borstband (niet meegeleverd).

### I.CONCEPT FTMS

- geïntegreerde steun voor tablet of smartphone.
- via bluetooth-verbinding is uw toestel compatibel met verschillende populaire trainingsapps.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

- belastbaar gewicht: 140 kg.

- gewicht vliegwiél: 5 kg
- afmetingen (LxBxH): 244 x 51 x 114 cm.
- gewicht: 26 kg.
- transportwieltjes.