


Qines Qlick basis muurprofiel - 105 cm

gymna

Art: 577485 | Merk: [QINES](#)



Productinformatie

Het **Qlick basis muurprofiel** is de 'basis' van het **Qines Qlick opbergsysteem**. Qines is het huismerk van Gymna België.

Het Qines Qlick opbergsysteem is een revolutionair muurprofielensysteem waar u al uw oefenmateriaal overzichtelijk op kwijt kunt.

- Het opbergsysteem vertrekt van dit **basis muurprofiel** dat te bevestigen is tegen een **volle muur**.
- Uw oefenmateriaal 'hangt' als het ware aan de muur.
- Er blijft niets achter op de vloer. Niemand struikelt er nog over ...

BEUGELS VASTKLIKKEN

- op één muurprofiel van 105 cm passen één of meerdere Qlick opbergbeugels (afhankelijk van de maat) voor het opbergen van oefenmatten, oefenballen, Bosu, Togu Jumper, sangels, medicine ballen, ...
- op de Qlick muurprofielen kan u **opbergbeugels** 'vastklikken' losklikken of verschuiven naar believen.

LEGGERS

- in de beugels passen **houten inlegtabletten** waardoor de beugels leggers worden.
- voor het opbergen van handdoeken, massageproducten, zalven, klein oefenmateriaal, kussens, kleine apparatuur, anatomische modellen, Airex balance pads, Togu Balanza, ...

MODULAIR

- alles is apart en per stuk verkrijgbaar.
- Met onze [Qlick configurator](#) stelt u makkelijk uw eigen Qlick muur samen!