

BH Inertia fietsergometer - LED

gymna

Art: 565001 | Merk: BH



Productinformatie

Stabiele en ergonomische fietsergometer met lage doorstap, geschikt voor zowel professioneel als thuisgebruik. Het LED-scherm maakt trainen overzichtelijk: volg de voortgang van uw training, krijg instructies mee en blijf op de hoogte van snelheid, tijd, afstand, calorieën, wattage en hartslag. Trainen ging nog nooit zo vlot en gecontroleerd!

SPECIFIEKE KENMERKEN:

- Lage instap en open structuur maakt de fiets makkelijk toegankelijk.
- Versterkt frame zorgt voor extra stabiliteit.
- Nieuw design: ergonomisch, aantrekkelijk en elegant, met LED verlichting op het vliegwiel.
- Elektromagnetische en zelf gegenereerde weerstand tot 500 W (geen netstroom nodig).
- 25 weerstandsniveaus, in te stellen via handvaten of op het scherm.
- Hartslagmeting via handvaten of via borstgordel (niet meegeleverd).
- Tablethouder onder display.
- Bidonhouder.
- U-vormig handvat voor een goede grip in meerdere posities.
- Zelf oprichtende pedalen met aanpasbare voetriempjes.
- Anatomisch gevormd zadel, verticaal en met 1 hand verstelbaar.
- 4 aanpasbare pootjes voor nivellering van elk type ondergrond.
- 2 transportwielen voor snelle en makkelijke verplaatsing van het toestel.
- Display: LED-scherm
 - Grafische weergave van de voortgang van de training.
 - Alfnumerieke weergave van instructies voor en tijdens training.
 - Programma's: 1 manueel programma, 8 preset programma's (profielen) met 4 weerstandsniveaus, 1 vrij aanpasbaar user programma, testprogramma, hartslaggestuurd programma, fitnesstest.
 - Parameters: snelheid, tijd, afstand, calorieverbruik, level, hartslag en trainingsprogramma.
 - FTMS bluetooth connectivity: om toestel met smartphone of training apps te connecteren.

- USB poort voor opladen van smartphone.

Specificaties

- Afmetingen LxBxH: 135 × 65 × 148 cm
- Gewicht: 71 kg
- Max. gebruikersgewicht: 180 kg
- Selfpowered, geen netstroom nodig.