

Sharpsafe naaldcontainer - 3 l

gymna

Art: 9257162 | Merk: SHARPSAFE



Productinformatie

Afvalcontainer voor risico houdend medisch materiaal (scherpe, snijdende en prikkende voorwerpen) met veiligheidsklep.

Eigenschappen:

- Met voorlopige en definitieve sluiting
- Antiterugslagveiligheidsklep tegen inhoudsverlies en safe-sluiting
- Schokbestendig en lekvrij in verticale toestand
- Ergonomisch afkoppelsysteem
- De containers zijn autoclaveerbaar
- Punctievast (dikke wanden uit zuiver PP)
- Conform met de Europese richtlijnen en de geldende normen

Veiligheidscontroles:

- Assemblage: 4 hoorbare klikken - 4 visueel goed geassembleerde zijden
- Voorlopige sluiting: activering met 1 vinger - 1 hoorbare klik - klepje visueel in voorlopig gesloten stand
- Definitieve sluiting: activering met 2 vingers - 3 hoorbare klikken - klepje visueel in definitief gesloten stand