

# SB3 Magnetic spinningfiets

Art: 564200 | Merk: BH

**gymna**

€ 949,42 € 1.119,40

Stukprijs incl. BTW.



## Productinformatie

Compacte indoor spinningfiets met multigrip triatlon stuur en magnetische weerstand.

Geschikt voor licht professioneel gebruik.

### SPECIFIEKE KENMERKEN:

- Stevig stalen chassis met professioneel design, uiterst stabiel.
- Multigrip triatlon stuur, verticaal en horizontaal te verstellen.
- Aanpasbaar zadel (verticaal en horizontaal) voor een ideale zitpositie.
- Aluminium vliegwiel (equivalent van 18 kg)
- Magnetisch remsysteem, te bedienen via draaiknop zorgt voor een stille weerstand.
- Weerstand tot 320 Watt bij 60 RPM.
- Mechanische noodrem.
- Gecombineerde pedalen (SPD – trekking)
- Onderhoudsvrije Poly-V aandrijfriem.

- 4 aanpasbare pootjes voor nivellering van elk type ondergrond.
- 2 transportwielen voor snelle en makkelijke verplaatsing van het toestel.
- Display:
  - monitor met achtergrondverlichting, (batterijgevoed, 2 x 1,5V)
  - Schakelt zichzelf in wanneer u begint te trappen en schakelt terug uit na 45 sec. inactiviteit, hierbij worden alle waarden terug op 0 gezet.
  - Parameters: snelheid (km/u), tijd, afstand, RPM (toerental/minuut), hartfrequentie (borstgordel niet meegeleverd), calorieverbruik.

#### **TECHNISCHE KENMERKEN:**

- Afmetingen LxBxH : 104 x 64 x 119 cm
- Gewicht: 46 kg
- Max. gebruikersgewicht: 110 kg