

# Littmann stethoscoop Classic III - navy blue

**gymna**

Art: 585622 | Merk: [LITTMANN](#)



## Productinformatie

De 3M™ Littmann® Classic III™ Stethoscoop biedt hoge akoestische gevoeligheid voor uitzonderlijke prestaties, met daarnaast een veelzijdig tweezijdig borststuk met instelbare membranen. De Classic III Stethoscoop wordt gebruikt door zowel studenten als medische professionals om hart-, long- en andere lichaamsgeluiden te herkennen voor lichamelijk onderzoek, patiëntbewaking en diagnose.

### KENMERKEN

- Dankzij de instelbare membraantechnologie (een uitvinding van 3M) kunnen zorgprofessionals verschillende geluidsfrequenties horen door simpelweg de druk op het borststuk aan te passen. Een lichte druk op het borststuk zorgt ervoor dat je laagfrequente geluiden hoort; een beetje meer druk zorgt voor de hoogfrequente geluiden. Deze functie bespaart tijd en zorgt ervoor dat de zorgverlener zich op de patiënt kan focussen. Het antikoudemembraan is bovendien comfortabel voor de patiënt.
- De klemspanning is makkelijk aan te passen aan elke hoofd grootte en de wensen van de gebruiker door de oorbeugel samen te knijpen of uit elkaar te trekken. Klikvaste oordopjes met een zachte afdichting voelen comfortabel aan in het oor en bieden een uitstekende akoestische dichting.
- De robuuste slangen behouden hun vorm en flexibiliteit ook als ze compact worden opgeborgen.
- Geschikt voor niet-kritieke zorgomgevingen, zoals medische diensten, verpleegafdelingen, gynaecologen, poliklinieken en huisartsenpraktijken
- Enkelvoudige slang
- Ruime keuze aan kleuren voor slang en borststuk
- Volledige lengte: 69.0 cm
- Diameter kleine kelk: 3.3 cm
- Diameter grote kelk: 4.3 cm

