

Omron Eco Temp Thermometer Digitaal Basic

gymna

Art: 9034162 | Merk: [OMRON](#)



Productinformatie

Digitale thermometer voor oraal, axillair en rectaal gebruik.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- Meting duurt gem. 60 seconden
- Afgeronde tip voor hoog comfort
- Beepsignaal einde meting
- Koortsalarm
- Waterresistent
- Geheugen van de laatste meting
- °C of °F instelbaar
- 3 cijfer display
- Batterij: 1 LR41
- Garantie: 3 jaar

INHOUD

- OMRON Eco Temp Basic Digitale thermometer
- Opbergdoosje
- Gebruiksaanwijzing