

# Peha Haft latexvrij - 6 cm x 4 m

Art: 9201120 | Merk: HARTMANN

**gymna**

€ 1,90

Stukprijs incl. BTW.



## Productinformatie

PEHA HAFT LATEXFREE is een lichte **cohesieve** en elastische fixatiewindel met tweezijdig hechteffect. **Kleeft op zichzelf**, niet op huid, haar of kleding. Slechts enkele windelingen nodig voor een veilige verbandfixatie. **MATERIAAL**

- 43% viscose, 37% katoen, 20% polyamide.
- crêpestructuur met micro-impregnering.
- LATEXVRIJE kleeflaag, huidvriendelijk.

## SPECIFIEKE KENMERKEN

- luchtdoorlatend.
- circa 85% rekbaar.
- **weinig materiaalverbruik** door sterk zelfhechtend effect.
- zeer goed **modelleerbaar**.
- steriliseerbaar (stoom op 134°C).

#### **TOEPASSINGEN EN INDICATIES**

- alle soorten verbandfixatie en wondkompressen:
  - speciaal voor gewrichten, conische en ronde lichaamsdelen.
- fixeren van polstermateriaal, canules, orthopedisch materiaal, enz.
- steunverband met lichte compressie.