

Push Sports Polsbrace S Rechts

gymna

Art: 241121 | Merk: **PUSH SPORTS**



Productinformatie

De Push Sports Polsbrace is zeer geschikt bij aanhoudende pijn aan of lichte instabiliteit van de pols. De baleinen in de brace limiteren het buigen en strekken van de pols op een remmende manier, wat voor de gebruiker prettig aanvoelt en waardoor sporten goed mogelijk blijft. De mate van compressie is in te stellen met de elastische band, die tevens een beschermd gevoel biedt. Door het comfortabele, snel drogende materiaal en het slanke design sluit de Push Sports Polsbrace goed aan op de huid en heeft de brace een goede pasvorm. **INDICATIES**

- Ter preventie van terugkerende overbelastingsklachten in het polsgewricht
 - Bij overbelastingsklachten in het polsgewricht
 - Bij pijnklachten in het polsgewricht
 - Bij verhoogde speling of instabiliteit in het polsgewricht
-
- + Biedt goede ondersteuning bij aanhoudende pijn of lichte instabiliteit van de pols
 - + Geeft aangename druk rond het polsgewricht
 - + Limiteert buigen en strekken van de pols
 - + Houdt de handpalm vrij voor goede grip
 - + Eenvoudig en snel met één hand aan te leggen
-
- Geen immobilisatie van polsgewricht