

Keukenrol gewafeld papier 2 lagen - wit (32 st)

gymna

Art: 9080498



Productinformatie

Deze witte, gewafelde keukenrol is gemaakt van stevig, 100 % cellulose 2-laags papier. Elke rol telt ca. 50 perforeren vellen en is ideaal voor dagelijks gebruik in keuken, kantoor, horeca of zorginstellingen.

- **Hoog absorberend en natsterk:** verwijdt moeiteloos vocht, vet en gemorste vloeistoffen zonder snel door te scheuren.
- **Verlijmd & gewafeld:** extra stevigheid en vuilabsorptie dankzij wafelstructuur, met minder pluizen.
- **Perforatie voor gebruiksgemak:** vellen scheuren eenvoudig af, efficiënte hygiëne in drukke omgevingen.
- **Premium cellulose kwaliteit:** zacht, helder wit en ideaal voor delicate oppervlaktes, geschikt voor professioneel & huishoudelijk gebruik.
- **Handige verpakking:** 32 rollen in compacte bundels, perfect voor voorraadbeheer en wisselingen.

Toepassingen

- Handig voor dagelijks keukenwerk en lichte schoonmaak
- Ideaal voor nat milieu in horeca, zorg, kantoren
- Geschikt voor delicate reiniging van glas, spiegels en oppervlakken
- Hygiënisch alternatief voor doekjes; voorkom kruisbesmetting

Specificaties

- **Materiaal:** 100 % cellulose
- **Laagopbouw:** 2-laags, gewafeld

- **Aantal vellen per rol:** ca. 50
- **Aantal rollen:** 32 rollen per verpakking
- **Kleur:** Wit
- **Formaat per vel:** ca. 22 × 23 cm