

Schouderzet - katrol met 2 kunststof handvatten en deurbevestiging in stof

gymna

Art: 529020 | Merk: [MOVES](#)



Productinformatie

De **MoVeS Schouderpulley** is ontworpen voor het verbeteren van de schoudermobiliteit en is geschikt voor de preventie en revalidatie van schouderaandoeningen waarbij de bewegingsuitslag moet worden hersteld of onderhouden.

De schouderpulley bestaat uit een nylon touw, katrol, twee handgrepen en een deuranker. Het systeem is eenvoudig te bevestigen aan een standaarddeur en de touwlengte is gemakkelijk verstelbaar voor een optimale afstelling tijdens de oefeningen.

De MoVeS Schouderpulley is verkrijgbaar in twee uitvoeringen:

- met **kunststof handgrepen** en een **stoffen deuranker**
- met **houten handgrepen** en een **metalen deuranker**, dat op zijn plaats blijft wanneer de deur wordt geopend