

Schouderpulley - MoVeS - stof

gymna

Art: 529020 | Merk: [MOVES](#)



Productinformatie

De **MoVeS schouderpulley** is een pulley die eenvoudig en overal te gebruiken is ter preventie of bij de revalidatie van schouderproblemen waar vooral mobiliteit dient getraind te worden. De schoudertrainer bestaat uit een touw, katrol, twee handvaten en een stoffen deuranker. Het systeem wordt makkelijk vastgemaakt door het deuranker over de deur te leggen en die te sluiten. De touwen van de schouderpulley zijn aanpasbaar in lengte dankzij groeven in beide handvaten.