

HygienePRO - donkergrijs

Art: 576785 | Merk: [HYGIENEPRO](#)



Productinformatie

Een stoffen hoofdkussen gemakkelijk **desinfecteren** mét **hoog ligcomfort**?

Dat kan door de vochtwerende laag aan de binnenkant en de zeer zachte stof aan de buitenkant.

Alle vloeistoffen en vuil worden tegengehouden. Hierdoor is het mogelijk om de hoes zonder probleem met alkoholspray te desinfecteren.

Zweet, massagecrème, bloed, vocht, ... u veegt deze met een papertje of doek af. Het kussen is **vlekkenbestendig!**

Specificaties

- afmetingen: 42 x 42 cm
- hoes + kussen inbegrepen
- wassen op 30°
- drogen aan de lucht (vermijd het gebruik van een droogkast)
- strijken aan de binnenkant van de stof