

Transducer lineair A4-12L - Vinno A5

gymna

Art: 568251 | Merk: [VINNO](#)



Productinformatie

Transducer voor Vinno echograaf A5 - A4-12L broadband linear array.

- Fijne pitch, hoge resolutie.
- Toepassingen: vasculair, kleine lichaamsdelen.
- Frequentiebereik: 4,0 - 12,1 MHz.
- Gepulseerde golf (wave) Doppler, kleuren Doppler, power Doppler, harmonisch.
- Instelling voor meerdere beeldfrequenties in 2D-, harmonische, kleuren Doppler- en golf (wave) Dopplermodi.