

Ergofit Trac Tour 4000 MED - antraciet

Art: 580411 | Merk: **ERGOFIT**

gymna

€ 18.711,40

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

De TRAC TOUR is een zeer solide loopband die uiterst geschikt is voor cardiovasculaire testing, (sport)training en revalidatie.

- professioneel apparaat voor veelvuldig gebruik.
- dankzij de lage startsnelheid zijn wandelen en lopen perfect mogelijk.
- met de vrij instelbare inclinatiehoek simuleert u zowel '**bergop**' als '**bergaf**' lopen.
- zeer veilig dank zij de doorlopende armleuningen en de noodstop met veiligheidstouw.

ALGEMENE KENMERKEN

- breed loopvlak met een uitstekende demping.
- lange zijrails tot einde van het loopvlak waar patiënt zich kan aan vasthouden.
- noodstop en veiligheidsskoord.
- hartslaggestuurde training (via Polar borstband, meegeleverd).
- eenvoudige bediening.
- elektromotor.
- bereik: lage beginsnelheid 0,2 - 25 km/h in stappen van 0,1 km/h.
- max. gebruikersgewicht: 200 kg
- verrijdbaar, voorzien van 2 wieltjes.
- taal te selecteren op het display.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- testprogramma: Conconi en PWC (Physical Work Capacity).
- inclinatie: instelbaar van -5% (bergaf) - 15 % (bergop lopen).
- trainingsmogelijkheden: manueel, manueel countdown, cardio, profielen.
- parameters op het display: WATT, PULSE, TIME, DIST., KM/H, KCAL.
- afmetingen (LxBxH): 210 x 82,5 x 140 cm
- gewicht: +/- 210 kg (235 kg voor MED versie)

KEUZE MOGELIJKHEDEN

- frame: wit of antraciet.
- scherm: grafisch LED scherm met druktoetsen of kleuren touchpanel.
- uitvoering: standaard of MED (medisch gekeurd volgens MDR).
- chip: voorzien van RFID lezer (compatibel met Vitality care software).