


Eikenhout - Green Tea

Art: 581462 | Merk: [TOORX](#)



Productinformatie

De Toorx Liveness PTX-3000 is een **professionele, inklapbare pilatesreformer**, met een elegant **eikenhouten frame** - ontworpen voor **intensief gebruik** in pilatesstudio's, praktijken en veeleisende thuisgebruikers. Het ruimtebesparende inklapbare ontwerp combineert een warme, natuurlijke uitstraling met volwaardige professionele prestaties — ideaal voor wie niet wil inboeten op kwaliteit of esthetiek.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- Inklapbaar eikenhouten frame - vouwt op tot de helft (130,2 x 77,8 x 97 cm).
- Carriage met 8 polyurethaan wielen op kogellagers voor een fluisterstille en soepele beweging.
- Voetsteun met buitenframe verstelsysteem: 8 hoekposities.
- 6 geharde hoogkoolstofstalen veren (2 sterk, 2 medium, 2 licht).
- Rope risers: katrollen zijn in hoogte verstelbaar op 10 niveaus voor maximale aanpassingen van oefeningen en tractiehoeken.
- Hoofdsteun: verstelbaar op 3 standen.
- Bekleding: 3 laags slijtvaste microvezel eco-leder bekleding voor rug-, hoofd- en schoudersteunen.
- Verticaal op te bergen om plaats te besparen.
- Voorzien van 2 transportwielen.
- Standaard geleverd met:
 - box: voor zit-en ligvariaties, verhoogde oefeningen en extra ondersteuning
 - jumpboard: voor cardiotraining en springoefeningen op de reformer
 - anti-slip platform cover
 - verstelbare dubbellusriemen met handgrepen/haken en voetriemen

- set van 6 veren (2 sterk, 2 medium, 2 licht)
- gevoerde hoofd- en schoudersteunen

Specificaties

- Afmetingen (L x B x H): 241,3 x 77,8 x 55,8 cm
- Afmetingen opgeklapt (L x B x H): 130,2 x 48,5 x 77,8 cm
- Afmetingen carriage (L x B): 60 x 102,5 cm
- Bewegingsafstand: 82 cm
- Hoogte t.o.v. de grond: 31 cm
- Gewicht: 76 kg
- Maximaal gebruikersgewicht: 150 kg
- Gebruikersklasse S, gecertificeerd voor commercieel gebruik