

BH Movemia Multi-crossover Pulley

gymna

Art: 564277 | Merk: [BH](#)



Productinformatie

De BH multi-crossover pulley is een modern ogend multifunctioneel trekapparaat, dat geschikt is voor intensief en professioneel gebruik. Met twee afzonderlijke gewichtenstapels van 91 kg en de mogelijkheid om aan beide zijden de werkhogte op 30 verschillende posities in te stellen, biedt het een all in one oplossing voor elke oefenruimte waar plaats kostbaar is.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- pull-up bar bovenaan
- dubbel trekapparaat met 180° roterende katrollen - maakt het mogelijk om unilateraal, bilateraal of met twee personen tegelijk te werken
- gewichtenstapels per 5 kg
- magnetische pin voor gewichtselectie - voor extra veilig werken
- overbrenging van de gewichten gebeurt via 5 mm dikke en gevlochten stalen kabels die zijn omhuld met nylon voor een soepele en stille werking
- grafisch paneel met oefeningen op een goed zichtbare positie
- contrasterende gele elementen duiden aan wat aanpasbaar is
- voorzien van ophangpunten voor alle accessoires

STANDAARD ACCESSOIRES

- 2 korte handvaten
- 2 lange handvaten
- 1 aanpasbare enkel/pols band
- 1 triceps touw
- 1 latissimusbar

Montage: niveau 3

Specificaties

- afmetingen (L x B x H): 122 x 192 x 230 cm
- gewicht: 385 kg
- gewichtenstapel: 2 x 91 kg