

Stellacrepe individueel verpakt - 5 cm x 4 m (20 st) ***gymna***

Art: 9090260 | Merk: [LOHMANN & RAUSCHER](#)



Productinformatie

Steun- en fixatieverband in zuiver katoen. Voornamelijk bedoeld als steunverband, hij kan tevens als fixatieverband worden gebruikt, zoals een elastische, gezoomde gaaszwachtel.

EIGENSCHAPPEN:

- comfortable
- blijvend elastisch
- uitgerekte lengte : 4 m