

# gymna.GO SELECT D1 - Black Edition

***gymna***

Art: 169110BLACK | Merk: [GYMNA](#)



## Productinformatie

De Gymna GO SELECT D1 - Black Edition is uitgerust met:

- zwart onderstel
- premium Ink Black bekleding
- Ergomax gezichtsopening
- wielen
- i-control kringschakelaar

Deze limited edition is leverbaar vanaf begin 2026 en zal slechts in een beperkte oplage verkrijgbaar zijn.

## Specificaties

- Afmetingen (L x B): 205 x 67 cm
- Gewicht: 78 kg
- Hoogteverstelling: 50 - 100 cm
- Hefcapaciteit: max. 200 kg