

Squegg - digitale handtrainer

gymna

Art: 579700



Productinformatie

Squegg is een **interactieve handtrainer / dynamometer**. Een ideale tool **voor uw patiënten** die hen helpt bij het ondersteunen, volgen en **verbeteren van hun grijpkracht**.

Pleasant en voor iedereen

- de Squegg handgriptrainer is een **ideaal en aangenaam trainingshulpmiddel** voor een brede doelgroep: patiënten met **zwakke handen** door algemene **deconditionering**, of bij **handletsels** zoals fracturen, peesontstekingen, carpaal tunnel, artritis, ...
- **kinderen, volwassenen, ouderen** - iedereen werkt op zijn niveau om zijn grijpkracht te verbeteren, en krijgt tegelijkertijd prikkels op cognitief vlak en coördinatie.
- games maken het trainen extra plezierig.

Slim, licht en ergonomisch

- deze handtrainer is **slimmer** dan analoge dynamometers en **stukken lichter** dan mechanische grijpkrachtrainers.
- de Squegg komt met een **leuke en motiverende app** (inbegrepen) die de gebruiker aanzet om de kracht van zijn handen te testen, om oefeningen te doen en **stimulerende games te spelen**.
- de zachte, siliconen Squegg-bal is eivormig en ligt perfect in de hand.
- compact en licht: meet ca. 7 cm en weegt slechts 66 g; is altijd en **overal gemakkelijk mee te nemen**.
- gemaakt van de beste kwaliteit siliconen, eenvoudig te reinigen en te desinfecteren - **bestand tegen zweet**.

De Squegg-app (inbegrepen)

- evaluatie en trainen van grijpkracht.
- isometrische oefeningen.
- **4 interactieve games** voor extra motivatie.
- verbeteren van motorische vaardigheden.

- weergave activiteit per dag, week, maand.

Inhoud verpakking: 1 x Squegg handtrainer - 1 x telefoonhouder + 1 x USB laadkabel + 1 x gebruiksaanwijzing.