

# Saturatiemeter/pulsoxymeter - kind 3-12 jaar

***gymna***

Art: AD168978



## Productinformatie

Deze compacte vingertop-oxymeter geeft zeer nauwkeurig de saturatie en de polsslag weer. Makkelijk en betrouwbaar in gebruik. Herlaadbaar via een bijgeleverde USB-kabel.

Geschikt voor kinderen van 3 tot 12 jaar.

### Technische info:

- instelbare helderheid, 6 weergavemodi
- accuraatheid van 98%
- laag energieverbruik
- met batterij indicator
- SpO2 foutenmarge van 2%
- automatische uitschakeling: na 8 seconden inactiviteit
- met lithiumbatterij, herlaadbaar via USB-kabel