

# Toorx Bumper Plate - 5 kg - zwart/wit - per stuk

***gymna***

Art: 581550 | Merk: **TOORX**



## Productinformatie

De Toorx Bumper Plates zijn ontworpen voor intensief gebruik in professionele praktijken en fitnessruimtes. Dankzij de binnendiameter van 51 mm passen ze perfect op alle olympische stangen (50 mm). De roestvrijstalen binnenring maakt het op- en afschuiven soepel en comfortabel, zelfs bij regelmatig gebruik.

De robuuste rubberen coating zorgt niet alleen voor duurzaamheid, maar ook voor een prettige grip tijdens het hanteren. Bovendien is elk gewicht gemakkelijk herkenbaar dankzij de duidelijke kleurcodering.

Verkrijgbaar per stuk in de volgende gewichten:

- 5 kg – wit
- 10 kg – groen
- 15 kg – geel
- 20 kg – blauw
- 25 kg – rood