

Ergofit Vector Leg Flexion MED - wit

gymna

Art: 512211 | Merk: [ERGOFIT](#)



Productinformatie

De Ergofit Vector Leg Flexion is een toestel voor de versterking van het bovenbeen. De voornaamste spiergroepen die worden aangesproken zijn: Mm. ischiocrurales, m. gastrocnemius.

ALGEMENE KENMERKEN

- op beperkte oppervlakte opstelbaar
- eenvoudige bediening
- focus op ergonomie en toegankelijkheid
- met indirecte LED verlichting en modern design

SPECIFIEKE KENMERKEN

- standaard versie:
 - inclusief ROM begrenzer
 - tussengewicht: in stappen van 2,5 en 5 kg
- CVT (= Connected Vitality Touchscreen) versie:
 - kleuren touchscreen
 - toont begin- en eindpositie van de oefening
 - real-time feedback tijdens uitvoering (gewicht, aantal herhalingen, tempo)
 - chipkaart lezer (RFID)
 - compatibel met Vitality system software

KEUZEMOGELIJKHEDEN

- kleuren frame
 - zwart frame met witte afscherming van gewichtenstapel
 - zwart frame met zwarte afscherming van gewichtenstapel
- kleuren bekleding

- zwart – met zwarte, groene of rode stikking
- charcoal (antraciet)
- cactus (groen)
- sky (blauw) – met blauwe of gele stikking
- cherry (rood)
- smoke (bruin)
- kleuren LED verlichting
 - rood
 - groen
 - blauw
 - wit

Specificaties

- afmetingen (L x B x H): 145 x 105 x 155 cm
- gewichtenstapel: 7,5 kg - 117,5 kg, per 2,5 kg instelbaar
- startgewicht: 7,5 kg
- totaal gewicht toestel: 323 kg
- max. gebruikersgewicht: 200 kg
- medisch product klasse I volgens MDR 2017/745