

BH RCM Pro Med loopband - lange zijrails - zwart

gymna

Art: 564348 | Merk: BH



Productinformatie

Deze loopband met breed loopvlak is geschikt voor semi-professioneel gebruik (> 20 u/week) en biedt alle mogelijkheden van een professionele loopband. Dankzij enkele weloverwogen aanpassingen is deze loopband heel makkelijk toegankelijk en inzetbaar bij mensen die moeilijk te been zijn.

SPECIFIEKE KENMERKEN:

- groot loopoppervlak (55 x 155 cm) voor een comfortabele en veilige workout.
- lange zijrails tot het einde van het loopoppervlak voor extra veiligheid.
- eenvoudige bediening via druktoetsen.
- zeer lage startsnelheid: 0,3 - 18 km/u, in stappen van 0,1 km/u.
- helling: max. 15%
- AC Motor: 3,5 PK
- hartslagmeting via handvaten of via borstgordel (niet meegeleverd)
- ventilator en tablethouder onder display.
- bidonhouder.
- noodstop via magneet en clipbevestiging.
- 2 aanpasbare pootjes voor nivellering van elk type ondergrond.
- 2 transportwielen voor snelle en makkelijke verplaatsing van het toestel.
- Display:
 - LED & Dot matrix scherm met i.concept.
 - FTMS bluetooth technologie maakt het mogelijk om te connecteren met je favoriete fitness apps.
 - 36 preset programma's (profielen)
 - 3 vrij programmeerbare programma's
 - 3 hartslaggestuurd programma's
 - Parameters: tijd, afstand, snelheid (km/u), tijd voor 1 km, helling %, calorieverbruik, hartslag

TECHNISCHE KENMERKEN:

- Afmetingen LxBxH : 185 x 82 x 154 cm
- Gewicht: 125 kg
- Max. gebruikersgewicht: 180 kg
- Werkt op netstroom.