

BH Movemia RW1200 roeier

gymna

Art: 564501 | Merk: BH



Productinformatie

Ergonomische roeier met hoge zitting en verstelbaar LCD display waardoor elke gebruiker op een comfortabele manier alle parameters van zijn training kan volgen, ongeacht zijn lengte.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- Lichtgewicht design met maximale stabiliteit en duurzaamheid door structuur in 1 stuk.
- De combinatie van elektromagnetische en luchtweerstand zorgt voor een natuurlijke en zachte beweging.
- Het vliegwiel in de vorm van een ventilator genereert een minimum aan geluid, maar zorgt tegelijkertijd voor extra koeling en weerstand bij elke slag.
- Weerstand wordt versteld d.m.v. knoppen aan het handvat. Zo dient de gebruiker niet recht te staan of de roebeweging te onderbreken om de weerstand aan te passen.
- Oscillerende pedalen die de natuurlijke beweging van de voet volgen tijdens het roeien. De oversized voetsteunen zijn bekleed met een antislip oppervlak voor extra grip.
- Anatomisch gevormde zitting voor maximale ondersteuning en comfort.
- Onderhoudsvrije Poly-V aandrijfriem.
- 4 aanpasbare pootjes voor nivellering van elk type ondergrond.
- 2 transportwielen voor snelle en makkelijke verplaatsing van het toestel.
- Display:
 - 5,5" inch LCD scherm
 - Inclineerbaar voor optimale afleesbaarheid
 - 12 preset programma's (manueel, watt, profile, HRC, race, recovery)
 - 1 HIIT (High Intensity Interval Training) programma: de monitor gidst de gebruiker naargelang de doelstelling en geeft aan of die sneller of trager dient te gaan.
 - Parameters: tijd, afstand, SPM (slagen per minuut), totaal aantal slagen, watts, tijd/500m, calorieverbruik, hartslag (borstgordel niet meegeleverd).

- Bluetooth FTMS connectiviteit: hiermee verbindt u uw smartphone of tablet met de roeier om met uw favoriete trainingsapps zoals kinomap te trainen.

Specificaties

- Afmetingen LxBxH : 272 x 54 x 116 cm
- Gewicht: 56,9 kg
- Max. gebruikersgewicht: 180 kg
- Bruikbare lengte van de rail: 116 cm
- Zithoogte: 52 cm