

gymna.ONE T7, Wit/Zilver - Ash Black

gymna

Art: 198072AB | Merk: GYMNA



Productinformatie

ONDERSTEL: type gymna.ONE

Het unieke gymna.ONE onderstel onderscheidt zich door zijn puur en innovatief design, en het gebruik van **duurzame en natuurlijke materialen zoals gegoten aluminium en hout**.

- Voldoet aan de GSP norm - GSP staat voor Gymna StabiliteitsProfiel:
 - unieke, uitgebalanceerde constructie die ervoor zorgt dat uw tafel **in alle omstandigheden een optimale stabiliteit** en therapie garandeert.
 - de bewegingsuitslag is absoluut minimaal, zelfs bij stevige manipulaties.
- Wielmechanisme: met één beweging van de voet staat uw tafel op de 4 zwenkwielen.
- Onderkant poten voorzien van antislipdoppen, zodat uw tafel niet schuift bij manipulaties.

TYPE KUSSENS: hoge densiteit gymna.ONE

De hoge densiteit van deze Premium kussens is het resultaat van een **speciale duo-polstering**, zijnde een harde kern van 100 kg/m³, met daarover een zachte toplaag van 40 kg/m³.

- De hogere weerstand maakt de kussens minder zacht, hetgeen resulteert in **weinig tot geen energieverlies** bij krachtige manipulaties.

- Kussenverwarming: **3 temperatuurstanden** (ca. 34, 36, 38 °C) te activeren via een draadloze Bluetooth-bediening met automatische tijdschakelaar van 30 min.
- De kussens zijn overtrokken met een hoogwaardige, ftalaatvrije PU kunstleer:
 - **biocompatibel en aangenaam zacht aanvoelend.**
 - slijtvast, vlamvertragend, eenvoudig te reinigen en desinfecteerbaar.
 - beschikbaar in 8 kleuren, te combineren volgens 4 kleurencombinaties
- Unieke, extra grote gezichtsopening met **Ergomax** gezichtssteun voor extra ontspanning in buiklig. Het Ergomax kussen is gemaakt uit PU-schuim met een lage densiteit, is naadloos, waterdicht en wasbaar.

3 LIGVLAKKEN:

- Kort hoofddeel, positief en negatief verstelbaar, geactiveerd door een gasveer.
- Middendeel, verstelbaar (gasveer of elektrisch) als rugdeel.
- Vast beendeel
- Pli-verstelling tussen midden- en beendeel voor cyphose of lumbale flexie: elektrisch

CONSTANT PATIENT POSITION:

Geen voeten meer op het hoofddeel van uw tafel. Elke 3-delige gymna.ONE tafel laat uw patiënt toe om comfortabel en ontspannen te zitten, zonder dat hij zich daarvoor moet omdraaien.

OPTIE LEDVERLICHTING:

- Ledverlichting aan de onderkant van het frame.
- Creëert extra sfeer in uw praktijk, instelbare helderheid.
- Keuze uit 14 kleuren, te bedienen via een IR afstandsbediening met AAN-UIT knop.
- Zorgt voor functionele ondersteuning: groen licht = omhoog, rood licht = omlaag.

Specificaties

- Afmetingen (L x B): 206 x 67 cm
- Gewicht: 112 - 127 kg
- Hoogteverstelling: 50 - 100 cm
- Max. hefvermogen: 200 kg
- Conform Richtlijn 2017/745 (MDR), 2012/19 en 2011/65, en de normen IEC/EN 60601-1 en IEC/EN 60601-1-2