

Leukoplast elastic vingerverband - 19 x 120 mm

gymna

(100 st)

Art: 9368101 | Merk: [BSN](#)



Productinformatie

Leukoplast elastic vinger / vingertop zijn flexibele wondpleisters speciaal ontwikkeld voor het verzorgen van kleine snijwonden, rijtwonden, schaafwonden op vingers of de vingertoppen.

- **vinger:** extra lange hechtpleister voor een optimale fixatie.
- **vingertop:** vlindervormig, uitstekende aanpassing aan de vingertop, ook geschikt voor tenen.
- sterk hechtend, blijft goed zitten.
- zacht non-woven wondkussen, blijft niet aan de wond plakken.

De pleisters zijn geschikt voor het verzorgen van kleine snijwonden, rijtwonden, schaafwonden op vingers of de vingertoppen. Ze zijn ook geschikt voor het verzorgen van injectiepunten zoals ellebogen, knieën.